



Oświadczenie dotyczące warunków transportu i przechowywania

DSM Food Specialties B.V.

P.O. Box 1
2600 MA Delft
The Netherlands

www.dsm.com

DELVOTEST®

Jeżeli chodzi o wymieniony wyżej produkt, to możemy poinformować że:

Rekomendowana temperatura przechowywania testów Delvotest® wynosi **4-8°C**.

Testy należy przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu w pozycji pionowej zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na pudełku.

Produkt może być transportowany w temperaturze otoczenia maksymalnie 3 razy przez okres 4 dni, bez żadnych negatywnych skutków, jeśli pomiędzy kolejnym wysyłkami jest przechowywany przez minimum 24 godziny w warunkach chłodniczych (4-8°C).

Jeśli czas transportu w temperaturze otoczenia będzie dłuższy niż 4 dni, wówczas testy nie powinny być używane.

Testy nigdy **nie powinny być zamrażane** podczas transportu lub przechowywania.

Z wyrazami szacunku,

L. van Stralen
QA advisor Food & Crop Protection

DSM Food Specialties
PO Box 1 2600 MA Delft
The Netherlands

Mimo zachowania należytej dbałości zawartość niniejszego dokumentu nie jest objęta gwarancją dokładności, aktualności ani kompletności informacji. Zawartość niniejszego dokumentu może ulec zmianie bez ostrzeżenia. Dokument ten jest poza kontrolą i nie ulega natychmiastowej aktualizacji w razie zmian. W celu uzyskania najświeższej wersji niniejszego dokumentu lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt.

[DSM Food Specialties B.V.](http://www.dsm.com) | [A. Fleminglaan 1](http://www.dsm.com) | [2613 AX Delft](http://www.dsm.com) | [The Netherlands](http://www.dsm.com) | [Numer rejestru handlowego 27235314](http://www.dsm.com)